

cordie

Cordie Orthodontie CVBA | Orthodontic Technology | Holstraat 70 | 8790 Waregem
 tel. 056 60 66 46 (9.00 - 21.00 u) | e-mail: info@cordie.be | www.cordie.be

Orthodontist:	Patiëntnaam:
---------------------	--------------------

Set-Up datum klaar tegen:

Radeer alle brackets en bandjes:	ja	neen
Set-up voor:	positioner	diagnose set-up
Set-up van:	alle tanden	alleen aangeduide tanden: <u>18 17 16 15 14 13 12 11</u> <u>21 22 23 24 25 26 27 28</u> <u>48 47 46 45 44 43 42 41</u> <u>31 32 33 34 35 36 37 38</u>
Diastemen:	volledig / zo veel mogelijk sluiten	eventueel diastemen tussen:
Vertikale overbeet:	ideaal (1-2 mm)	anders:
Horizontale overbeet:	ideaal (0 mm)	anders:
Asrichting fronttanden bovenkaak:	ideaal	anders:
Asrichting fronttanden onderkaak:	ideaal	anders:
Boogbreedte bovenkaak:	behouden	expansie / contractie: mm
Boogbreedte onderkaak:	behouden	expansie / contractie: mm
Occlusaal vlak:	curve van Spee	vlak

Positioner datum plaatsing apparaat:

Soort apparaat:	positioner	mini-positioner	mondbeschermer	bruxisme apparaat
Hoogte:	standaard	kort	hoog	
Dikte:	standaard	dun	dik	
Tot distaal van:	1 ^{ste} molaren	2 ^{de} molaren	anders:	
Luchtgaten:	ja	neen		
Volgens meegegeven constructiebeet:	ja	neen		
In end to end position:	ja	neen		

Speciale instructies:

.....

.....

.....

.....

.....

Belangrijk: Een correct ingevuld opdrachtformulier is van groot belang voor een juiste uitvoering van het apparaat.